



**QAP POCT infecciosas** 

# PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD OAP POCT-I - OAP POCT Infecciosas

**QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas SPLIT SAMPLE** 

#### SIES SALUD GARZÓN

Correo electrónico: sarchilac@siessalud.com.co

Dirección: Calle 3 # 4b - 35

Ciudad: Garzón Huila País: Colombia Contacto: Sergio Archila

Contacto: Sergio Archila Teléfono: 3154891153

### **IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100253**

Código de reporte: QAP POCT-I-100253-3-1

Ronda: 3 Muestra: 1

Código de la muestra: MR005 Tipo de muestra: Líquida

Fecha generación: 29 / noviembre / 2024



QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas
SPLIT SAMPLE

Identificación Laboratorio:	100253
Ronda:	3
Muestra:	1
Código Muestra:	MR005
Fecha reporte:	2024-11-28
Estado:	Evaluación original

#### 1. TÉRMINOS GENERALES

#### Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

#### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

#### **Subcontrataciones:**

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc.

Formulas utilizadas este informe son:

Formula Desviación Estandar:

Desviación estándar = 
$$\frac{\sum (Xi - X)^2}{n - 1}$$

#### Formula Media:

$$Media = \frac{\sum todos\ los\ datos}{Número\ de\ datos}$$

#### Formula Zscore:

$$Z - score = \frac{Resultado \ reportado \ por \ el \ laboratorio - \ \bar{x} \ de \ consenso}{D.E. \ del \ arupo \ consenso}$$

#### Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} + D.E * k$$



QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas SPLIT SAMPLE

Identificación	100253
Laboratorio:	
Ronda:	3
Muestra:	1
Código Muestra:	MR005
Fecha reporte:	2024-11-28
Estado:	Evaluación original

### 2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		HbsAg	Casete	Inmunocromatografi a	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio	<b>S</b>
2		HIV	Casete	Inmunocromatografi a	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio	<b>②</b>
3		Sifilis prueba treponémica	Casete	Inmunocromatografi a	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio	<b>Ø</b>

Puntaje	3 / 3
% Concordancia	100%

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la	\$	X	
referencia.	referencia.	Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado



QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas SPLIT SAMPLE

Identificación	100253
Laboratorio:	
Ronda:	3
Muestra:	1
Código Muestra:	MR005
Fecha reporte:	2024-11-28
Estado:	Evaluación original

#### 3. RESUMEN DE RONDA

Ítem	Mensurando	% de concordancia	Muestra 1
1	HbsAg	100%	No Reactivo
2	HIV	100%	No Reactivo
3	Sifilis prueba treponémica	100%	No Reactivo

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la	\$	X	₩.
referencia.	referencia.	Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado




QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas

SPLIT SAMPLE

Identificación Laboratorio:	100253
Ronda:	3
Muestra:	1
Código Muestra:	MR005
Fecha reporte:	2024-11-28
Estado:	Evaluación original

### 4. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Aprobado por: CoordinadorQAP Programas QAP

> Coordinador QAP: María Paula Mora Gamboa Contacto: 3174399931 Correo: maria.mora@quik.com.co