



VILLEGAS IPS SAS Correo electrónico: laboratorio.claudia@hotmail.com Dirección: Cra 5 #6 -50 Local 101 Centro

LABORATORIO CLÍNICO CLAUDIA JULISSA FALLA

Ciudad: Pitalito Huila País: Colombia

Contacto: Clínico Claudia Julissa Falla Villegas

Teléfono: 3204887227

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE **CALIDAD**

QAP-C - Coaquiación

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100133

Código de reporte: QAP-C-100133-38-6

Ronda: 38 Muestra: 6

Código de la muestra: HS2856

Tipo de muestra: Liofilizado- Plasma humano Fecha generación: 28 / febrero / 2023





QAP-C - Coagulación

Identificación	100133
Laboratorio:	
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá



QAP-C - Coagulación

Identificación Laboratorio:	100133
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

_ 1	2	3	4	. 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	м-с	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	СОМР
1	-	Tiempo de protombina PT	IHR-CA-2	Clotting	12.2	Seconds	11,38	Seconds	0,62	Acumulada	1,33	Satisfactorio	Todos los laboratorios
2		Tiempo de protombina PT	IHR-CA-2	Calculado	1.01	INR	1	INR	0,05	Acumulada	0,23	Satisfactorio	Todos los laboratorios
3		Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT	IHR-CA-2	Clotting	31.3	Seconds	26,89	Seconds	2,4	Acumulada	1,84	Satisfactorio	Todos los laboratorios

IT: Ítem	NOT: Notificacio	nes VRL: Valor reporta	VRL: Valor reportado por el laboratorio		U-LAB: Unidades de laboratorio		U-MC: Unidades Originales de la med	
							de comparación	
M-C: Media del grupo de	DE-C: Desviación estándar del	T-C: Tipo de consenso	Zs: Z-sco	re	VAL: Valoración		COMP: Comparador	
comparación	grupo de comparación							

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score.	\$	X	<i>M</i>
			Tardío	Ausente	Revalorado



QAP-C - Coagulación

Identificación	100133
Laboratorio:	
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

	3. EVALUACIÓN CON VA	ALOR	OBTENI	DO COI	N EL MÉTODO TE	AZABLE A MA	TERIAL Y/O M	IÉTODO A\	VALADO POR EL JCT	LM	
1 Ítem	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	V.A.V.	6 U-V.A.V.	7 M-REF	8 D%	9 ETmp%	10 Límites aceptación Bajo Alto	11 Valoración	
	VRL: Valor repo U-LAB: Unidades de laborato		or er labora	LOTIO	M-RFF:Métod	U-V.A.V.: Unidades del valor aceptado como verdadero do de referencia D% Diferencia porcentual %					
laboratorio	ctorio: El resultado reportado por el NO supera la diferencia porcentual de ETmp comparado con V.A.V	N	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V			Error Total	ETmp máximo permisible uente CLIA		V.A.V. Valor aceptado como verd	dadero	



QAP-C - Coagulación


Identificación Laboratorio:	100133
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Tiempo de protombina PT	12.2 Seconds	IHR-CA-2	Clotting 15	% ETmp

1	2	3	4	5	6	7	8
Fuente de comparación	V.A.V.	D.E.	n/N	Incertidumbre	Diferencia%	Z-score	Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	11,38	0,62	96721	10,14 a 12,62	7,21	1,33	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	12,41	1,32	8	9,77 a 15,05	-1,71	-0,16	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	12,2	0	1	0 a 0	0	0	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Tiempo de protombina PT

1.01 INR


IHR-CA-2


Calculado

15% ETmp

1	2	3	4	5	6	7	8
Fuente de comparación	V.A.V.	D.E.	n/N	Incertidumbre	Diferencia%	Z-score	Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	1	0,05	8921	0,91 a 1,09	1,1	0,23	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	1,02	0,05	4	0,92 a 1,11	-0,49	-0,11	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	0,98	0,04	2	0,9 a 1,06	3,06	0,71	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM







QAP-C - Coagulación

Identificación Laboratorio:	100133
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT	3

31.3 Seconds

IHR-CA-2

Clotting

15% ETmp

1	2	3	4	5	6	7	8
Fuente de comparación	V.A.V.	D.E.	n/N	Incertidumbre	Diferencia%	Z-score	Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	26,89	2,4	7638	22,09 a 31,69	16,4	1,84	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	27,28	6,68	8	13,92 a 40,63	14,76	0,6	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	31,3	0	1	0 a 0	0	0	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM







QAP-C - Coagulación

Identificación Laboratorio:	100133
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el manufacturador	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el manufacturador	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Tiempo de protombina PT	IHR-CA-2	Clotting		No declarado		No trazable
2	Tiempo de protombina PT	IHR-CA-2	Calculado		No declarado		No trazable
3	Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT	IHR-CA-2	Clotting		No declarado	122	No trazable

Nomenclatura método

Nomenclatura materiales 122: ERM-AD149, Lyophilised thromboplastin rabbit



QAP-C - Coagulación

Identificación Laboratorio:	100133
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

6. RESUMEN DE RONDA

Ítem	Mensurando	1	1uestra 1	L	N	/luestra	2	N	luestra	3	N	luestra 4	1	N	luestra 5	5	r	1uestra	6
		Dif% con RL-MMT- JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP															
1	Tiempo de protombina PT	N/A	0,85	0,21	N/A	0,92	0,73	N/A	0,17	-0,59	N/A	0,85	0,21	N/A	N/A	0,12	N/A	1,33	-0,16
2	Tiempo de protombina PT	N/A	1,23	0,81	N/A	1,42	0,26	N/A	-0,4	-0,04	N/A	0,64	0,52	N/A	0,81	0,05	N/A	0,23	-0,11
3	Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT	N/A	N/A	0,53	N/A	0,17	0,29	N/A	0,42	-0,46	N/A	N/A	0,46	N/A	-0,14	0,58	N/A	1,84	0,6
No	tificaciones	2 :	3 🗵 0 🥒	0	2 (0 🗵 0 🥒	° 0	2	0 🗵 0 🖋	° 0	2	0 🗵 0 🥒	0	2 (0 🗵 0 🥒	0	2	0 🗵 0 🖋	۰ 0

V.A.V - La diferencia porcentual es inferior o	V.A.V La diferencia porcentual es superior al	Satisfactorio si su resultado está	Alarma si su resultado está	No satisfactorio si su resultado es mayor	N/A No aplica	\$	X	
igual al error total máximo permisible.	error total máximo permisible.	entre +/- 2 Z-score.	entre 2 y 3 Z-score.	a 3 Z-score.		Tardío	Ausente	Revalorado



QAP-C - Coagulación

Identificación Laboratorio:	100133
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	HS2856
Fecha reporte:	2023-02-13
Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 6 MUESTRAS



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Aprobado por: Aída Porras. Magister en Biología. Doctor in management. Coordinadora programas QAP

